

Утверждаю
Директор МБОУ "Рощинский ЦО"



 С.Ф. Петрова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1. Код (коды)

- по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с указанием вида(-ов) продукции, соответствующий(-ие) предмету закупки,
- позиции КТРУ (каталог товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд):

№ п/п	Наименование	ОКПД 2	КТРУ
1.	Ингалятор аэрозольный дозированный	26.60.13.110	26.60.13.110-00000007
2.	Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД	26.60.12.119	20.41.32.111-00000023
3.	Пульсоксиметр	26.60.12.129	20.41.32.113-00000006
4.	Термометр бытовой жидкостный	26.51.51.110	22.22.10.000-00000005

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

2.1. Поставщик, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта, самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресам:

- Ленинградская обл., Выборгский р-н, пгт Рошино, ул. Железнодорожная, д. 57;
- Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Победа, ул. Советская, д. 9;
- Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Цвелодубово, ул. Центральная, д. 19.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества товара всем действующим стандартам и соответствие требованиям настоящего Контракта по составу и качеству.

Количество поставляемого Поставщиком товара должно строго соответствовать количеству товара, указанному в приложении № 1 настоящего Контракта.

При осуществлении поставки товара Поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары, в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

В случае обнаружения фактов отступлений от условий настоящего Контракта Заказчик вправе применить к Поставщику меры ответственности в соответствии с разделом 6 Контракта.

В том числе Поставщик несет ответственность за:

- отсутствие при поставке сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) или заверенных соответствующим образом копий;
- за отсутствие при предъявлении сертификатов соответствия знака соответствия (в местах

нанесения, указанных в сертификате);

- за отсутствие сведений о сертификате соответствия (номере, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат) в товарно-распорядительных документах на товар;

Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставки.

Поставляемый товар должен быть поставлен в упаковке производителя.

При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

Гарантия качества на поставляемый товар не менее 12 месяцев со дня поставки товара.

Заказчик извещает Поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов путем передачи письменного извещения по электронной почте или посредством факсимильной связи.

Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика»

№ п/п	Наименование	Технические, функциональные и качественные характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1.	Ингалятор аэрозольный дозированный	- Наименование: Ингалятор компрессорный - Технология виртуальных клапанов V.V.T.: Нет - Технология вибрирующей сетки V.M.T.: Нет - Длина воздуховодной трубки: 100 см - Средний размер частиц аэрозоля (MMAD - Mass Median Aerodynamic Diameter, аэродинамический диаметр частиц средней массы): от 2,5 до 4,5 мкм - Аэрозоль % < 5 мкм: 63 ± 10 % - Емкость резервуара для лекарственных средств: макс. 10 мл - Соответствующий объем для лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 10 мл - Остаточный объем лекарства: 0,5 мл до 1,0 мл - Производительность (выход аэрозоля): 0,30 мл/мин - Подача аэрозоля: 0,37 мл (2 мл, 1% NaF) - Скорость подачи аэрозоля: 0,05 мл/мин (2 мл, 1% NaF) - Уровень шума: менее 45 дБ - Ручка для переноски: Нет - Работа от аккумулятора: Нет - Работа от сети: Да - Режим работы: Непрерывный - Размеры прибора: 85 X 43 X 115 мм. (только компрессор) - Вес прибора: 180 грамм (только компрессор) - Особенности: легкий, тихий, компактный - Сертификация в соответствии с Европейским стандартом EN 13544-1: Да Комплектация: - Компрессор небулайзера - Небулайзерная камера - Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см) - Загубник - Насадка для носа - Маска для взрослых (ПВХ) - Маска для детей (ПВХ) 5 запасных воздушных фильтров - Адаптер переменного тока - Сумка для хранения - Руководство по эксплуатации - Гарантийный талон	Шт.	3
2.	Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего	Метод измерения Электрохимический анализ (глюкозооксидазный или глюкозодегидрогеназный) Единицы измерения ммоль/л Диапазон измерений Не менее 1,1–33,3 ммоль/л	Шт.	3

	использования/использования у постели больного ИВД	Объём образца крови Не более 1,0 мкл Время измерения Не более 10 секунд Память Не менее 100 последних измерений Питание Сменные батарейки (тип — общедоступный) Дисплей Цифровой, с подсветкой или без Дополнительные функции Звуковой сигнал, индикация ошибок, встроенный таймер Требования к тест-полоскам • Тест-полоски должны быть совместимы с поставляемым глюкометром. • Диапазон измерений тест-полосок: не менее 1,1–33,3 ммоль/л. • Объём образца крови: не более 1,0 мкл. • Упаковка: герметичная, с указанием срока годности и номера партии. • Количество тест-полосок в комплекте: не менее 50 шт. (либо иное количество в соответствии с потребностью заказчика). Требования к ланцетам/скарификаторам • Тип: стерильные ланцеты (скарификаторы) однократного применения. • Совместимость с устройством для прокола (ручка-скарификатор), если применимо. • Глубина прокола: регулируемая (при наличии устройства) или фиксированная, обеспечивающая получение капли капиллярной крови. • Упаковка: индивидуальная стерильная. • Количество в комплекте: не менее 100 шт. (либо иное количество в соответствии с потребностью заказчика). Комплектность поставки • глюкометр — 1 шт.; • тест-полоски — не менее 50 шт.; • ланцеты (скарификаторы) — не менее 100 шт.; • устройство для прокола (ручка-скарификатор) — 1 шт. (при необходимости); • контрольный раствор (при наличии) — 1 шт.; • батарейки — 1 комплект; • инструкция по применению на русском языке — 1 шт.; • чехол (футляр) для хранения — 1 шт. (при наличии).		
3.	Пульсоксиметр	Пульсоксиметр с поверкой Принцип действия: оптический, основан на различии спектрального поглощения оксигемоглобина и дезоксигемоглобина в красной и инфракрасной областях спектра. Диапазон измерения SpO₂: от 70 до 100 %. Пределы допускаемой абсолютной погрешности SpO₂: ± 2 %. Диапазон измерения частоты пульса: от 25 до 250 уд/мин. Пределы допускаемой абсолютной погрешности пульса: ± 1 уд/мин. Тип дисплея: LED-дисплей с цифровым отображением SpO₂ и пульса. Питание: элементы питания типа AAA, 2 × 1,5 В. Энергопотребление: менее 40 мА. Автовыключение: через 8 секунд после окончания использования. Габаритные размеры: 60 × 38 × 35 мм (с допустимыми отклонениями). Масса: с элементами питания 58 ± 5,8 г; без элементов питания 38 ± 3,8 г. Условия эксплуатации: температура от +5 до +40 °С; относительная влажность не более 80 % (без конденсата); атмосферное давление от 86 до 106 кПа. Комплектность - Пульсоксиметр — 1 шт. - Шнурок для ношения — 1 шт. - Элементы питания AAA — 2 шт. - Руководство по эксплуатации на русском языке — 1 шт.	Шт.	3
4.	Термометр бытовой жидкостный	Назначение для холодильника и морозильной камеры Диапазон измеряемых температур от -35 до +50 град Цельс Термометрическая жидкость метилкарбитол Страна поверки Россия Материал корпуса пластик	Шт.	6

		Длина, см 16.5 Вид упаковки картонный футляр Комплектация: прибор, индивидуальная упаковка, паспорт, инструкция		
--	--	--	--	--

Приложения:

1. Приложение № 1 к ТЗ – Форма заявки *(рекомендуемая форма)*.